

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز تدليك متعدد الأغراض
مع ضوء أحمر وكمادات ساخنة

SKU: PD-LSNBSM-WH

المميزات	٢
تحذير السلامة	٢
التخلص من البطارية	٢
محظورات الاستخدام	٣
تعليمات الشحن	٣
تعليمات الاستخدام	٣
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

١. يوفر إعدادين مختلفين للتدليك لتلبية احتياجات الاسترخاء والتفضيلات المتنوعة.
٢. يتميز بوظيفة العجن المحاكية التي تحاكي الضغط وحركة التدليك الاحترافي، مما يوفر راحة عميقة للعضلات.
٣. مزود بخاصية الضغط الساخن التي تطبق حرارة لطيفة لتهديئة واسترخاء العضلات المشدودة، مما يعزز التأثيرات العلاجية للتدليك.

تحذير السلامة

١. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.
٢. إذا توقف الجهاز عن العمل أو أظهر سلوكاً غير طبيعي، فتوقف عن استخدامه على الفور واطلب الصيانة المهنية. لا تحاول إصلاحه بنفسك.
٣. حدد مدة الاستخدام بما لا يزيد عن ٣٠ دقيقة في المرة الواحدة لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو عدم الراحة.
٤. عند فصل الطاقة، أمسك القابس بدلاً من سحب السلك لتجنب التلف.
٥. لا تستخدم الجهاز في الحمامات أو المناطق ذات الرطوبة العالية. تجنب وضعه بالقرب من مصادر المياه لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو ماس كهربائي.
٦. هذا الجهاز غير مناسب للأطفال ولا ينبغي استخدامه من قبل الأفراد غير الحساسين للحرارة بسبب سطح التسخين.
٧. أخرج البطارية من الجهاز قبل التخلص من المنتج.

التخلص من البطارية

١. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.
٢. يجب على الموظفين المعتمدين استخدام مفك براغي لفتح غلاف المنتج. بمجرد إزالة الغلاف، يمكن بعد ذلك استخراج البطارية بأمان.
٣. تخلص من البطارية وفقاً للوائح البيئية المحلية لضمان التخلص الآمن منها.

١. يجب على الأفراد الذين يخضعون للعلاج أو يعانون من حالات طبية معينة استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الجهاز. ويشمل ذلك الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأورام الخبيثة والحوامل والأفراد الذين يعانون من تشوهات في الظهر وهشاشة العظام أو أولئك الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع.
٢. هذا الجهاز غير مناسب للأفراد، بما في ذلك الأطفال، الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو إعاقات ذهنية أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة فيما يتعلق بتشغيله. يجب على هؤلاء الأفراد استخدام هذا الجهاز فقط تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول عن سلامتهم. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام.

تعليمات الشحن

١. تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
٢. أثناء الشحن، سيضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر. بمجرد شحن البطارية بالكامل، سيتغير الضوء إلى اللون الأخضر.



تعليمات الاستخدام

١. قبل الاستخدام، افحص جهاز التدليك بحثاً عن أي ضرر. لحماية الجلد، ضع كمية وفيرة من الزيت العطري على المنطقة المراد تدليكها.
٢. ضع جهاز التدليك على المنطقة المراد علاجها.
٣. اضغط على مفتاح "مفتاح الطاقة" على لوحة التحكم لبدء تشغيل الجهاز. بشكل افتراضي، يعمل جهاز التدليك لمدة ١٠ دقائق لكل جلسة.
٤. اضغط على مفتاح "الاتجاه" للتبديل بين دوران رأس التدليك في اتجاه عقارب الساعة وعكس

عقارب الساعة لتغيير تأثيرات التدليك.

٥. استخدم مفتاح "تنظيم السرعة" لتغيير سرعة تشغيل جهاز التدليك وفقًا لتفضيلاتك.

٦. قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة الموجة الصوتية بالضغط على مفتاح "الموجة الصوتية".



المواصفات

اسم المنتج	جهاز التدليك متعدد الأغراض من Porodo Lifestyle مزود بضوء أحمر وكمادات ساخنة
رمز المنتج	PD-LSNBSM-WH
تيار الشحن	٢ أمبير
الطاقة المقدرة	٢٤ وات
سعة البطارية	٢٠٠٠ ملي أمبير في الساعة
الحجم	١٠,٦×١٥,٥×٢٦,٥ سم
الوزن الصافي	١,١٥ كجم

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**