



Green Lion

مزيل الرؤوس السوداء

SKU: GNBKHD51RMWH

Model No: GL-TM51

٢	مقدمة
٢	تنبيهات السلامة
٣	موانع الاستخدام
٣	مقدمة عن المنتج
٤	المميزات
٥	وصف المكون
٥	رأس شفط الجمال
٧	استبدال رأس الشفط التجميلي والإسفنجة
٨	المواصفات
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نشكركم على شراء جهاز إزالة الرؤوس السوداء. يُرجى قراءة هذا الدليل كاملاً قبل الاستخدام. يحتوي دليل المستخدم هذا على إرشادات سلامة وتعليمات هامة للاستخدام الصحيح لهذا المنتج. حرصاً على سلامتكم ومنعاً لأي ضرر أو تلف محتمل ناتج عن سوء الاستخدام، نوصي بشدة بمراجعة التعليمات بعناية. احتفظوا بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً. هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي فقط، ولا ينبغي استخدامه من قبل أكثر من شخص في صالونات التجميل أو غيرها من الأماكن المهنية.

تنبيهات السلامة

١. يُرجى التأكد من تركيب إسفنجة الفلتر بشكل صحيح في كوب الفلتر قبل الاستخدام، وأن الإسفنجة جافة تماماً، دون استنشاق الماء أو السوائل الأخرى.
٢. في الوقت نفسه، جفف الماء أو السوائل الأخرى على الجلد عند الحاجة إلى الاستخدام، وإلا فسيتم امتصاص الماء الملوّث أو السوائل الأخرى في مضخة الهواء، مما قد يؤدي إلى انسدادها، ويمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح.
٣. يجب إزالة الحلي (مثل القلائد والأقراط، إلخ) والعدسات اللاصقة، وإلا فقد يتم امتصاصها داخل الجهاز.
٤. يُرجى مسح الماء أو السوائل الأخرى على يديك قبل الاستخدام، لمنع دخول الماء أو السوائل الأخرى إلى الجهاز وإتلافه.
٥. يمكن استخدام هذا المنتج للعينين والجفون والأذنين والرقبة، وإلا فقد يُسبب ضرراً للجلد والجسم.
٦. هذا المنتج غير مناسب للمناطق التي خضعت لجراحة تجميلية في العين، أو تكبير الأنف، أو غيرها من جراحات تجميل الجلد، ولا يُنصح باستخدامه للنساء الحوامل أو مرضى القلب.
٧. في حال الشعور بأي ألم أو رد فعل جلدي غير طبيعي، يُرجى التوقف عن الاستخدام فوراً.

٨. يجب إجراء التنظيف والصيانة عند انقطاع التيار الكهربائي.
٩. لا تخزن هذا المنتج في الحمام أو أي غرفة رطبة أخرى.
١٠. لا تسمح للأطفال باستخدام هذا المنتج.
١١. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من مواد قابلة للاشتعال (مثل الكحول، البنزين، مزيل طلاء الأظافر، البخاخ، إلخ).
١٢. لا تستخدم المنتج أثناء شحنه.
١٣. لا تقم بفك أو إصلاح المنتج بنفسك. للصيانة، يُرجى التواصل مع المتجر الذي اشتريته المنتج منه.
١٤. يُرجى استخدام كابل USB المطابق للشحن لضمان أن جهد الشحن يلبي متطلبات المنتج.
١٥. لا تشحنه أثناء استخدامه.
١٦. لا تستخدمه أثناء الاستحمام.

موانع الاستخدام

يُمنع استخدام الجهاز من قبل الأشخاص التاليين:

١. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، أو أمراض جلدية، أو التهاب الجلد، أو حساسية الجلد، أو أضرار أشعة الشمس الشديدة.
٢. الأشخاص الذين يعانون من تلف الجلد، أو الأكزيما، أو التورم، أو حالات مماثلة أخرى.
٣. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية، أو حسية، أو نفسية، أو من يفتقرون إلى الخبرة.

مقدمة عن المنتج

جهاز إزالة الرؤوس السوداء هو جهاز تجميل يتميز بوظائف متعددة، منها: الضوء الأزرق، والتقشير، وتنظيف المسام، وشفط الرؤوس السوداء، وشفط الدهون، وغيرها. يُحسن الجهاز البشرة بفعالية، ويجعل المسام ناعمة وحساسة، ويمنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا. يحتوي الجهاز على ٥ رؤوس شفط مختلفة، لكل منها وظيفة فريدة.

تصميم رأس قابل للاستبدال

يمكن تغيير الرأس، الذي يتميز بوظائف مختلفة، وفقًا لاحتياجاتك التجميلية المتنوعة.

أبعاد عمل قابلة للتعديل

يتوفر الجهاز بدرجات عالية ومتوسطة ومنخفضة، مع إمكانية التبديل بينها حسب احتياجاتك.

سهل الغسل

يمكن إزالة خمسة أنواع من رؤوس التجميل بسهولة للتنظيف. يحتوي الجهاز على إسفنجة فلتر تمنع بفعالية دخول الجلد الميت إلى الجهاز. يمكن تنظيف الإسفنجة بشكل متكرر للاستخدام المتكرر.

صغير الحجم وسهل الحمل

تصميمه القابل لإعادة الشحن صغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الحمل.

سعة كبيرة وسهلة الشحن

يتميز الجهاز ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن بسعة ٥٠٠ مللي أمبير/ساعة، يمكن شحنها عبر منفذ USB. يمكن شحنه عبر جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو أي جهاز مزود بمنفذ USB، مما يسمح باستخدامه في المنزل أو في الهواء الطلق.

تمرير الأشعة الزرقاء

يتميز الضوء الأزرق بطول ٤١٥ نانومتر بتأثيرات مضادة للالتهاب، مما يساعد في السيطرة على حب الشباب وعلاجه.



رأس شفط الجمال

أ. رأس تجميل بفتحة دائرية كبيرة (قوة شفط قوية): يوفر هذا الرأس شفطاً قوياً ويُستخدم بشكل أساسي لإزالة الرؤوس السوداء. رأس شفط التجميل تصميم قابل للاستبدال، سهل التنظيف.

مفتاح للتحكم في الطاقة. مؤشرات التبديل ٣ مؤشرات تبديل مؤشران تبديل مؤشر تبديل واحد فوهة شفط يوفر شفطاً فعالاً للبشرة. منفذ شحن USB لإعادة شحن ٦ الدهون والغبار وبقايا مستحضرات التجميل بسهولة. بفضل قوة شفطه، يُنصح به للأشخاص ذوي البشرة العادية إلى الناعمة.

يُرجى توخي الحذر عند استخدامه على البشرة الحساسة والرقيقة. استخدمه مرة واحدة أسبوعياً، لمدة لا تزيد عن ٥ دقائق في كل مرة، واضبط المدة حسب حالة بشرتك.

ملاحظة: لا يُنصح باستخدامه حول العينين، ولكن يمكن استخدامه على البشرة الخشنة والمتجعدة على الوجه أو الجسم أو المرفقين.

٢. رأس سيليكون (شفط منخفض - يَدلك البشرة): صُمم رأس السيليكون للبشرة الحساسة أو المناطق التي تتطلب عناية خاصة. يوفر تنظيفاً لطيفاً، ويقلل الاحتكاك ويقلل من تلف البشرة.

ملاحظة: لا يُنصح باستخدامه حول العينين، ولكن يُمكن استخدامه على البشرة الخشنة والمتجعدة في الوجه أو الجسم أو المرفقين.

٣. رأس تجميل بيضاوي (بقوة شفط منخفضة): تصميمه البيضاوي مثالي للعناية اليومية بالبشرة، وخاصةً لاستهداف التجاعيد حول زوايا الفم والمناطق المشابهة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الشفط، ثم اسحب بسرعة، ثم كرر الشفط. يمكنك أيضاً استخدامه بحركة تصاعدية لشد البشرة.

ملاحظة: مناسب للاستخدام على الخدين والعيّنين والأنف والفم وأجزاء أخرى من الوجه.

٤. رأس تدليك بلوراي: يتميز رأس بلوراي بتأثير مبيد للجراثيم، مما يساعد على تعقيم البشرة وتنقيتها. كما يوفر هذا التصميم الفريد تدليكاً لطيفاً لتقليل الالتهاب، والتحكم في الرؤوس السوداء، وتغذية البشرة بعمق. وهو مثالي للاستخدام على الخدين والأنف.



١



٢



٣



٤

استبدال رأس الشفط التجميلي والإسفنجة

أزل رأس الشفط أو الإسفنجة الحالية.
أدخل رأس الشفط أو الإسفنجة الجديدة بإحكام في مكانها.
تأكد من تثبيتها جيدًا قبل الاستخدام.



رقم الموديل	GL-TM51
المادة	ABS + PC
البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
الطاقة	٢,٢ واط
ضغط التفريغ	≥ ٦٠ كيلو باسكال
مستويات الشفط	٣ مستويات
مستوى الضوضاء	≥ ٧٥ ديسيبل
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	٩٠ دقيقة
مدة الاستخدام	١,٥ ساعة
وزن المنتج	١٣٢ غرام
أبعاد المنتج	١٧٩ × ٤٣ × ٤٠ مم

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

يأتي هذا المنتج من **GreenLion** مع ضمان لمدة ١٢ شهرًا عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)