

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
SMART SONIC
فرشاة أسنان كهربائية

SKU: PDLFSTXCA8

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	دليل الإعداد
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

توفر فرشاة أسنان بورودو الذكية الكهربائية الصوتية تجربة تنظيف قوية وقابلة للتخصيص، مع ستة أوضاع تنظيف تناسب مختلف الاحتياجات، بما في ذلك التنظيف، والتنظيف الخفيف، والتبييض، والتلميع، والعناية باللثة، والتنظيف الحساس. بفضل مقاومتها للماء IPX7، فهي آمنة للاستخدام أثناء الاستحمام، وتوفر ما يصل إلى ٣٠ يومًا من الاستخدام عند شحنها بالكامل. يضمن المؤقت الذكي المدمج والتذكير روتينًا فعالًا لتنظيف الأسنان، بينما تضمن شعيرات دوبونت تنظيفًا عالي الجودة. كما تتميز فرشاة الأسنان بخاصية الذاكرة لمزيد من الراحة.

المواصفات

الإدخال	٥ فولت / ١ أمبير
سعة البطارية	٥٠٠ ملي أمبير/ ساعة
مدة الشحن	٤ ساعات
مدة التشغيل	حتى ٣٠ يومًا
مستوى مقاومة الماء	IPX7
واجهة الشحن	USB-C
وزن المنتج	٦٤,٥ غرام
حجم المنتج	٣٣ x ٣٠ x ٣٠ مم
رقم الموديل	PDFLSTXCA٨

أ. التعليمات:

١. ضع كمية مناسبة من معجون الأسنان على رأس الفرشاة وبلله (تأكد من عدم تشغيل الفرشاة).
 ٢. اضغط رأس الفرشاة برفق على أسنانك.
 ٣. افتح غطاء فرشاة الأسنان (ملاحظة: افتحه بعد وضعها في فمك).
 ٤. حرّك فرشاة الأسنان ببطء، مع تنظيف جميع مناطق الأسنان حسب أطرافها.
 ٥. بعد توقف فرشاة الأسنان، أخرجها واشطف جسم الفرشاة ورأسها بالماء.
- ب. وصف رأس الفرشاة:**

١. التركيب: وجّه الشعيرات نحو الزر، وأدخلها مباشرة بقوة خفيفة، وتجنب لف رأس الفرشاة لمنع كسر الجسم الرئيسي.
٢. الفك: إذا كانت الشعيرات محاذية للزر، فاسحبها مباشرة بقوة خفيفة، مع الحرص على عدم لف رأس الفرشاة، فقد يتسبب ذلك في كسر الجسم الرئيسي.
٣. إذا كانت هناك فجوات بين رأس الفرشاة والجسم الرئيسي لفرشاة الأسنان، فهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على التشغيل.
٤. للحصول على نتائج تبييض أفضل، يُنصح باستبدال رأس الفرشاة مرة واحدة شهريًا.
٥. إذا بدأت الشعيرات بالانحناء للخارج، فقد حان الوقت لاستبدال رأس الفرشاة.
٦. استخدم دائمًا رأس الفرشاة الموصى به (يرجى شرائه من المتجر الذي اشتريته منه فرشاة الأسنان).
٧. قد تتشوه الشعيرات أثناء الإنتاج أو النقل. هذا أمر طبيعي، ويمكن حله بنقعها في ماء دافئ لمدة ١٠ دقائق.

ج. تعليمات شحن فرشاة الأسنان:

١. انزع الغلاف المقاوم للماء وأدخل كابل الشحن الدائري ذي الواجهة DC.
٢. وُصل كابل الشحن بمصدر طاقة مناسب (مثل الكمبيوتر، أو بنك الطاقة، أو منفذ شحن USB).

٣. تستخدم فرشاة الأسنان تصميمًا منخفض التيار، ويمكن شحنها باستمرار لأكثر من ست ساعات.
٤. افصل الشاحن بعد الشحن الكامل.
٥. تجنب الشحن في بيئات ذات درجات حرارة عالية، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة أو تلف المكونات.
- د. أمور يجب الانتباه إليها:
١. بعد استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، قد تلاحظ نزيلاً طفيفاً في اللثة. هذه الظاهرة طبيعية وتختفي عادةً في غضون أيام قليلة. إذا استمر نزيف اللثة، استشر طبيب أسنانك.
٢. إذا خضعت لجراحة في الفم أو اللثة خلال الشهرين الماضيين، فيرجى استشارة طبيب أسنانك قبل استخدام فرشاة الأسنان هذه.
٣. فرشاة الأسنان الكهربائية هذه غير مناسبة للفئات التالية (بما في ذلك الأطفال دون سن ٦ سنوات): الأشخاص الذين يعانون من تدهور في الوظائف الجسدية أو العقلية، بالإضافة إلى من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة. لا يُسمح لهؤلاء الأشخاص باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية إلا بعد وجود شخص آخر للإشراف على استخدامها أو توجيهه، وذلك لضمان السلامة الشخصية للآخرين القريبين.
٤. لا تلامس منتجات العناية بالشعر (مثل الشامبو، جل الاستحمام، سائل غسل اليدين، الجل، الزيت) المنتج لتجنب إتلاف سطحه.
٥. لا تستخدم رأس فرشاة أسنان غير الموصى به من قبل الشركة المصنعة (يرجى شراء رأس فرشاة الأسنان من المتجر الذي اشتريت المنتج منه).
٦. درجة الحرارة المناسبة لفرشاة الأسنان (٠ درجة مئوية > ٤٠ درجة مئوية)؛ درجة الحرارة المناسبة لرأس الفرشاة (٠ درجة مئوية > ٨٠ درجة مئوية).
٧. هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط. لا يُسمح باستخدامه في عيادات الأسنان أو مع عدة أشخاص.
٨. هذا المنتج مصمم فقط لتنظيف الأسنان واللثة. لا يُستخدم لأي غرض آخر.
٩. لا يجوز تعريض فرشاة الأسنان لأشعة الشمس المباشرة، بل يجب وضعها في مكان جاف وجيد التهوية عند درجة حرارة ٠ درجة مئوية > ٤٠ درجة مئوية.

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me