

**PORODO**  
LIFESTYLE



## **Porodo Lifestyle**

**قناع العلاج بالضوء AURA GLOW  
لاسلكي مع إضاءة باردة بسبعة ألوان**

SKU: PDLFST206BK

٢	المواصفات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	محتويات العبوة
٣	مصادر الضوء ووظائفه
٥	الأسئلة الشائعة
٦	احتياطات السلامة
٨	احتياطات قبل الاستخدام اليومي
٨	احتياطات الاستخدام اليومي
٩	احتياطات بعد الاستخدام اليومي
٩	حالات مختلفة وحلول مُستهدفة
١٠	الاستثناءات
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	طريقة الاستخدام
١٣	تصميم المنتج
١٤	التخلص
١٤	الضمان
١٤	تواصل معنا

الطراز	LFS٢.٦
المادة	خرزات ABS + LEAD
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	من النوع C
وقت التشغيل	حتى ٥٠ دقيقة
الطاقة المقدرة	٥ واط
الوزن الصافي	٢٩٨ غرام
حجم المنتج	٨٣ × ١٩٢ × ٢٣٠ مم

## نظرة عامة على المنتج

يستخدم جهاز التجميل المنزلي هذا بالفوتون أطوالاً موجية متعددة من الضوء الطيفي، وهو مصمم لمعالجة مجموعة من مشاكل البشرة على أعماق متفاوتة. وهو معترف به على نطاق واسع وموثوق به من قبل المستخدمين لفعاليته وسلامته. يعمل الجهاز عن طريق إصدار ضوء بارد نشط بيولوجيًا، لا يُولّد مستويات عالية من الحرارة. تعتمد تقنيته على ضوء نقي منخفض الطاقة وتقنيات تعديل فريدة، مما يجعله لطيفًا ومناسبًا للبشرة

الحساسية. يضمن هذا النهج المبتكر الحد الأدنى من المخاطر، دون آثار جانبية معروفة، ويقدم حلاً طبيعياً غير جراحي لتجديد البشرة وتحسينها. لسلامتك، من المهم قراءة دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام المنتج.

بعد القراءة، يُرجى الاحتفاظ بالدليل في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً. إذا قررت إهداء المنتج لشخص آخر، فتأكد من تزويده به أيضاً.

## محتويات العبوة

قناع إصلاح العلاج بالضوء  
الجسم الرئيسي  
العبوة  
كابل التوصيل

## مصادر الضوء ووظائفه

يعتمد هذا المنتج على مبدأ العلاج بالضوء، مستخدماً سبعة ألوان مختلفة من الضوء البارد، بما في ذلك الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبنفسجي والسماوي وضوء الليزر. يقدم كل لون فوائد مميزة، حيث يستهدف مختلف مشاكل البشرة ويعزز صحتها العامة. تساعد هذه التقنية المتقدمة على تحسين مظهر البشرة من خلال تحفيز نشاط الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين، وتوفير تأثيرات تجديدية.

**الضوء الأحمر (٦٣٠ نانومتر)**  
يستخدم العلاج بالضوء الأحمر لخصائصه المهدئة، حيث يُعزز الدورة الدموية ويُساعد على تجديد شباب البشرة.



### الضوء الأزرق (٤٦٠ نانومتر)

يُعرف الضوء الأزرق بتأثيراته المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يُساعد في علاج حب الشباب وتهيج الجلد.



### الضوء الأخضر (٥١٥ نانومتر)

يُستخدم الضوء الأخضر عادةً لتقليل التصبغ وتعزيز شفاء البشرة، مما يمنحها شعورًا بالهدوء والانتعاش.



### الضوء البنفسجي (٤٦٠ نانومتر)

يُقدم الضوء البنفسجي فوائد مضادة للالتهابات، وهو مُفيد لإزالة السموم من البشرة وتحسين مظهرها العام.



### الضوء الأصفر (٦٣٠ نانومتر)

يُعزز العلاج بالضوء الأصفر مرونة الجلد، مما يجعله مفيدًا لمكافحة الشيخوخة وتعزيز مظهر الشباب.



### الضوء السماوي (٤٦٠ نانومتر)

يُستخدم الضوء السماوي غالبًا لتأثيراته المُبردة والمُهدئة، مما يُساعد على توازن لون البشرة وتقليل الاحمرار.



## ضوء الليزر (٤٦٠ نانومتر)

يوفر ضوء الليزر علاجًا أكثر استهدافًا لطبقات الجلد العميقة، مما يساعد على تقليل الشوائب وعيوب البشرة الأخرى.



## الأسئلة الشائعة

**س١.** كم من الوقت يستغرق العلاج الكامل بقناع العلاج الضوئي؟  
مدة العلاج لكل وضع ١٥ دقيقة. بعد انتهاء العلاج، يتوقف الجهاز تلقائيًا. عند التبديل بين الأوضاع، يُعيد الجهاز ضبط المؤقت. لضمان الاستخدام الأمثل، يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرض التراكمي ٣٠ دقيقة يوميًا.

**س٢.** هل يمكنني استخدام قناع العلاج الضوئي يوميًا؟  
نعم، يُمكن استخدام قناع العلاج الضوئي يوميًا. مع ذلك، يُنصح باختيار الوضع الأنسب لحالة بشرتك في أيام مختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

**س٣.** هل يمكنني استخدام قناع العلاج الضوئي مع مُستخلص التبييض؟  
نعم، يُمكنك ذلك. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام مُستخلص التبييض بعد جلسة العلاج الضوئي. قد يُقلل استخدامه قبل الجلسة من فعاليته، لذا يُفضل استخدامه بعدها.

**س٤.** هل يمكنني استخدام قناع العلاج الضوئي مع وضع المكياج؟  
للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتنظيف الوجه جيدًا وإزالة أي مكياج قبل استخدام قناع العلاج الضوئي. هذا يسمح للضوء بالتغلغل بفعالية ويُحسّن تجربة العلاج.

**س٥.** هل يمكنني استخدام القناع أثناء وضع قناع آخر؟  
إذا كنتِ ترغبين في استخدام قناع العلاج الضوئي مع قناع وجه آخر، فننصح باستخدام قناع

طبي رقيق يحتوي على مكونات بسيطة. إذا كان القناع الآخر عاديًا، فمن الأفضل استخدامه بعد جلسة العلاج الضوئي لتجنب التأثير على النتائج.

**س٦.** من يجب عليه تجنب استخدام قناع العلاج الضوئي؟

لا يُنصح باستخدام قناع العلاج الضوئي للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات. يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة للضوء أو الذين يعانون من حالات جلدية معينة استشارة الطبيب قبل استخدام القناع للتأكد من أنه آمن لهم.

**س٧.** هل سأعاني من أي ردود فعل جلدية بعد استخدام قناع العلاج الضوئي؟

من الطبيعي أن تشعر البشرة بدفء أو جفاف خفيف بعد استخدام العلاج الضوئي بتقنية LED. يحدث هذا لأن الضوء يحفز خلايا الجلد. لتخفيف ذلك، ضعي قناعًا مرطبًا أو منتجات للعناية بالبشرة لترطيب بشرتك بعد العلاج.

## احتياطات السلامة

- ١.** يجب استخدام المنتج في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين ١٠ و ٣٠ درجة مئوية لضمان الأداء الأمثل.
- ٢.** تأكد من أن جميع الأزرار والمؤشرات تعمل بشكل صحيح قبل استخدام المنتج لأول مرة أو بعد عدم استخدامه لفترة طويلة.
- ٣.** إذا كانت بشرتك حساسة، وخاصة للضوء، يُنصح بإجراء اختبار حساسية للضوء قبل الاستخدام الأول. في حال الشعور بأي انزعاج، توقف عن استخدام المنتج فورًا.
- ٤.** يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الابتلاع العرضي.
- ٥.** لا تستخدم هذا المنتج لأغراض أخرى غير العناية بالحيوانات الأليفة، فقد يُسبب لها إصابات أو عطلًا.
- ٦.** لا تستخدم هذا المنتج كأداة للعناية بالحيوانات الأليفة، فقد يُسبب لها الأذى.
- ٧.** لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية دون إشراف شخص بالغ، لأن الاستخدام غير السليم قد يؤدي إلى حوادث أو إصابات.

- ٨.** لا تشغل المنتج إذا كان معطلاً. قد يؤدي استخدامه في مثل هذه الحالة إلى إصابة شخصية وتلف الجهاز.
- ٩.** تجنب استخدام المواد القابلة للاشتعال (مثل الكحول، والبنزين، ومزيل طلاء الأظافر، أو منتجات تصفيف الشعر) بالقرب من الجهاز. قد تؤدي هذه المواد إلى صدمة كهربائية، أو حريق، أو إصابة جسدية.
- ١٠.** لا تشحن الجهاز، أو تستخدمه، أو تتركه في النار، أو المدفأة، أو في مكان ساخن، لأن ذلك قد يسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو الحريق، أو الانفجار. اشحن الجهاز دائماً في بيئة آمنة.
- ١١.** لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، كما هو الحال في الحمامات أو أثناء الاستحمام، لمنع الصدمات الكهربائية، أو قصر الدائرة، أو أي مخاطر أخرى.
- ١٢.** تجنب إسقاط الجهاز أو ارتطامه. قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى عطل بسبب تلف داخلي ناتج عن الاصطدامات.
- ١٣.** لا تستخدم المذيبات (مثل الكحول أو البنزين أو مزيل طلاء الأظافر) لتنظيف الجهاز، لأنها قد تتلف سطحه ووظائفه.
- ١٤.** أوقف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه، وخاصةً أثناء التنظيف، لتجنب الصدمات الكهربائية أو قصر الدائرة أو مخاطر الحريق.
- ١٥.** تأكد من أن محول الطاقة المستخدم من الشركة المصنعة ويتوافق مع متطلبات جهد الجهاز. لا تستخدم أسلاك التمديد، لأنها قد تسبب صدمة كهربائية أو عطلاً.
- ١٦.** لا تحاول إصلاح الجهاز أو تعديله بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو إصابة أو مزيد من الضرر. اتصل بخدمة ما بعد البيع لإجراء الإصلاح.
- ١٧.** في حالة صدور دخان أو ضوضاء أو رائحة غير عادية أثناء التشغيل، افصل محول الطاقة فوراً واتصل بخدمة ما بعد البيع.
- ١٨.** لا تستخدم الجهاز مع مستحضرات التجميل أو البخاخات التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال، فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقاً أو إصابة جسدية.
- ١٩.** لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية الإلكترونية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة تخطيط القلب، فقد يتداخل مع الأجهزة الطبية ويسبب أعطالاً.

## تحذيرات:

- a.** قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى آثار جانبية أو أضرار محتملة.

**b.** قد يؤدي استخدام المنتج لفترات طويلة أو متكررة على نفس المنطقة من الجلد إلى تهيج أو تلف.

**c.** لا تتجاهل أو تعطل أي ميزات أمان مدمجة في المنتج.

## احتياطات قبل الاستخدام اليومي

**1.** قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، أو أمراض جلدية (مثل الأكزيما، والتهاب الجلد)، أو ذوي البشرة الحساسة بشكل خاص من عدم الراحة أو آثار جانبية عند استخدام هذا المنتج. في حال ملاحظة أي آثار جانبية، توقف عن الاستخدام فوراً.

**2.** تجنب استخدام المنتج على مناطق الجلد المتضررة (مثل الحروق، والجروح، والبثور، أو الالتهابات النشطة). لا تستخدمه على المناطق التي لا تزال تحتوي على مكياج أو منتجات عناية بالبشرة. نظف البشرة جيداً قبل وضع المنتج.

**3.** احرص دائماً على إزالة أي أجسام معدنية (مثل المجوهرات، والنظارات، والعدسات اللاصقة) من المنطقة المراد علاجها قبل الاستخدام.

**4.** يجب عدم غمر المنتج (والوصلة) في الماء تحت أي ظرف من الظروف.

**5.** لا تخزن المنتج في بيئات رطبة لمنع تلفه. تأكد من حفظ المنتج في مكان جاف وبارد عند عدم استخدامه.

**6.** هذا المنتج غير مُصمم للاستخدام من قبل الأطفال. يُرجى إبعاده عن متناول الأطفال.

## احتياطات الاستخدام اليومي

**1.** تجنب تعرض العين المباشر لضوء LED لفترات طويلة، فقد يُسبب تلفاً للعين. في حال ملاحظة أي تشوهات جلدية، توقف فوراً عن استخدام المنتج واطلب المساعدة من خدمة ما بعد البيع أو استشر أخصائي رعاية صحية.

**2.** اختر الوضع المناسب لاحتياجاتك الشخصية عند استخدام هذا المنتج لضمان ملاءمته لحالتك.

٣. حدّد مدة التعرّض لنفس المنطقة من الجلد بما لا يزيد عن ٣٠ دقيقة يوميًا لتجنب أي تلف محتمل للجلد.

## احتياطات بعد الاستخدام اليومي

١. تأكد من جفاف ونظافة كلٍّ من الوحدة الرئيسية والمحوّل بعد كل استخدام.
٢. عند تنظيف المنتج، تجنب تبليل سلك التوصيل. بعد التنظيف، تأكد من جفاف المنتج تمامًا قبل استخدامه مرة أخرى.
٣. من الطبيعي الشعور بدفء وجفاف طفيفين على الجلد بعد الاستخدام. لمزيد من الراحة، استخدم منتجات عناية بالبشرة ذات خصائص مرطبة.
٤. في حال الشعور بأي انزعاج أو أحاسيس غير طبيعية أثناء استخدام المنتج، توقف فورًا عن استخدامه واستشر أخصائي رعاية صحية.

## حالات مختلفة وحلول مُستهدفة

١. العناية بالبشرة الدهنية ومنع ظهور حب الشباب  
ابدئي بترطيب بشرتك بالماء ومنتج حليبي خفيف للحفاظ على ترطيبها دون إرهاقها. انتقلي إلى "وضع التحكم في حب الشباب" للمساعدة في تقليل إفراز الدهون الزائدة ومنع ظهور حب الشباب. المواظبة هي الأساس - تأكدي من اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة طوال هذه الفترة للحصول على أفضل النتائج.
٢. تخفيف الجفاف الموسمي والحساسية (فترة استعادة الجمال)  
استخدمي منتجات عناية بالبشرة لطيفة وغير مُهيجة، لطيفة على البشرة. اضبטי "وضع التهديئة" لتهديئة البشرة الحساسة أو المُتفاعلة. لا تنسي حماية بشرتك باستخدام واقي الشمس يوميًا لمدة ٧ أيام لتجنب المزيد من التهيج الناتج عن التعرّض لأشعة الشمس.

**٣. تفتيح وتجديد البشرة في وقت متأخر من الليل**

ابدئي بروتين تنظيف لطيف لإزالة الشوائب. انتقلي إلى "وضع التفتيح" لتنشيط البشرة المتعبدة وتوحيد لونها. للحصول على أقصى قدر من التفتيح، استخدمي بعد العلاج مستحضر تبييض لتغذية بشرتك واستعادة توهجها الطبيعي.

## الاستثناءات

لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأشخاص الذين يعانون من أيٍّ من الحالات التالية، إذ قد يُسبب حوادث أو ردود فعل سلبية على الجلد والجسم:

**١. حساسية الضوء:** لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة أو حساسين للضوء، بمن فيهم من يعانون من حساسية الضوء.

**٢. الحالات الطبية:** يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات قلبية أو كبدية أو دموية حادة، أو أمراض الجهاز العصبي، أو أورام خبيثة، أو ألم عصبي في الوجه، أو نزف الدم، أو أمراض حموية، أو حالات مثل الصرع التي تُسببها التعرض للضوء، الامتناع عن استخدام هذا المنتج.

**٣. الحمل:** يُنصح النساء الحوامل بعدم استخدام هذا المنتج، وخاصةً على منطقة البطن. إذا لزم الأمر، استشيري أخصائي رعاية صحية قبل الاستخدام.

**٤. استخدام الأدوية:** إذا كنتِ تتناولين أدوية قد تُسبب حساسية للضوء، فيُرجى استخدام هذا الجهاز بحذر واتباع إرشادات مقدم الرعاية الصحية بدقة. هـ. تهيج أو انزعاج: إذا تهيج الجلد أثناء الاستخدام أو بعده (مثل الحكّة، أو التورم، أو الاحمرار، أو الطفح الجلدي، أو ظهور بثور)، أو إذا كان الانزعاج ناتجًا عن التعرض للضوء، فتوقف فورًا عن استخدام المنتج واستشر أخصائي رعاية صحية.

إذا شعرت بأي انزعاج أثناء عملية الإشعاع، فتوقف عن العملية فورًا واستشر طبيبًا.

وصفة طبية	السبب المفترض	مخاوف
أعد شحن البطارية وحاول تشغيل الجهاز.	قد تكون البطارية فارغة.	صعوبة في تشغيل الجهاز
+ بعد ٥٠ دقيقة من العلاج، قد يتوقف الجهاز مؤقتًا.	+انتهى عمر الجهاز الافتراضي.	إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا
+ توقف لأكثر من ١٠ دقائق للسماح بإيقاف التشغيل تلقائيًا.	+تم تعليق الجهاز لأكثر من ١٠ دقائق.	
هذا طبيعي.	قد يكون التعرض للعلاج الضوئي عاملاً.	شعور بدفء في الوجه
استخدم منتجات مرطبة للعناية بالبشرة.	جفاف الجلد بعد العلاج الضوئي.	شعور بجفاف الجلد

**١.** تنظيف الوجه: ابدئي بتنظيف وجهك واتركي الماء يجف طبيعيًا في الهواء. أو استخدمي منشفة ناعمة ماصة لتجفيف وجهك برفق. تجنبي فرك وجهك بمنشفة خشنة، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع المسام وإتلاف البشرة الجافة.

**٢.** تحضير قناع العلاج بالضوء: خذي قناع إصلاح العلاج بالضوء وافتحي جانبي حامل القناع. ضعي القناع تحت جبهتك، مع التأكد من ملاءمته بشكل مريح. اضغطي على زر التشغيل في القناع لمدة ثانية ونصف تقريبًا حتى يتم تفعيله. ستسمعين صوتًا يشير إلى التبديل إلى وضع الضوء الأحمر. بعد ذلك، ريتي برفق على قناع العلاج بالضوء للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة لإصلاح البشرة. احذري من النظر مباشرة إلى مصدر الضوء لفترات طويلة أثناء الاستخدام.

**٣.** استخدام قناع الفوتون مع منتجات العناية بالبشرة: بعد تنظيف وجهك، ضعي منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك أو قناعًا للاستخدام مرة واحدة بالتساوي على بشرتك. ضعي قناع الفوتون على وجهك، مع التأكد من ثباته أثناء فعالية العلاج بالضوء الأحمر. اتركي القناع على بشرتك للمدة الموصى بها (عادةً ٣٠-١٥ دقيقة). سيقوم صندوق التحكم بمصدر الطاقة بإيقاف تشغيل فوتون LED تلقائيًا بعد الوقت المحدد. بعد إزالة القناع، من المهم تنظيف وجهك جيدًا. سيساعد ذلك في الحفاظ على فعاليته للاستخدامات المستقبلية.

**٤.** نتائج مُحسّنة مع قناع الحرير الشفاف: للحصول على نتائج أفضل، يُنصح باستخدام قناع حرير شفاف. يُعزز هذا القناع امتصاص العناصر الغذائية من منتجات العناية بالبشرة، خاصةً عند استخدامه مع العلاج بالضوء. يُساعد القناع على حبس الرطوبة في البشرة، مما يُعزز فوائد العلاج.



٢. مفاتيح +/-  
زر التشغيل العالمي

١. منفذ شحن من النوع C

١. الشحن: ستجد أسفل القناع منفذ Type-C للشحن.

**ملاحظة:** يستغرق شحن القناع بالكامل حوالي ساعتين.

٢. نظرة عامة على الأزرار:

٢.١ يُستخدم مفتاحا + و - لضبط الإعدادات مثل شدة الإضاءة أو الوضع.

٢.٢ يُستخدم زر التشغيل العام لتشغيل القناع أو إيقاف تشغيله.

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)