

**PORODO**  
LIFESTYLE



## **Porodo Lifestyle**

**مسدس تدليك صغير مع سرعة قابلة  
للتعديل و ٤ رؤوس قابلة للتبديل**

SKU: PD-LSVSMG-WH

٢	المميزات
٢	تعليمات السلامة
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	تعليمات الاستخدام
٥	تعليمات الشحن
٦	التنظيف والصيانة
٦	المواصفات
٧	معلومات إعادة التدوير
٧	التخلص من البطارية
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

١. مزود ببطارية عالية السعة ٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، يضمن مسدس التدليك هذا وقت استخدام طويل، مما يسمح بجلسات طويلة من استرخاء العضلات دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.
٢. يوفر مسدس التدليك وقت عمل قوي من ٣ إلى ٤ ساعات بشحنة واحدة، مما يوفر أداءً متيناً مناسباً لكل من جلسات العلاج السريع والعلاج العميق للأنسجة.
٣. مصمم للاستخدام المطول، يمكن للجهاز أن يعمل لمدة تصل إلى ٤ ساعات متواصلة، لتلبية جلسات العلاج المكثفة واحتياجات التعافي.
٤. مع أربعة إعدادات سرعة قابلة للتعديل، يسمح مسدس التدليك هذا للمستخدمين بتخصيص شدة التدليك لتناسب احتياجاتهم المحددة لاستعادة العضلات والاسترخاء.
٥. يوفر مسدس التدليك اللاسلكي هذا مرونة وراحة استثنائية، مما يتيح للمستخدمين التعامل بسهولة مع الجهاز والوصول إلى جميع مناطق الجسم.
٦. التصميم خفيف الوزن وقابل للحمل، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام في أي مكان، سواء في المنزل أو في المكتب أو أثناء السفر، مما يضمن راحة العضلات دائماً في متناول اليد.

## تعليمات السلامة

- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، اتبع دائماً تدابير السلامة الأساسية.
١. اقرأ جميع التعليمات بعناية. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
  ٢. تأكد من إزالة جميع العبوات والملصقات قبل الاستخدام الأول. احفظ العبوات بعيداً عن متناول الأطفال.
  ٣. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً أو أكثر، والأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بشرط أن يكون لديهم إشراف مناسب وأن يتم إرشادهم حول الاستخدام الآمن من قبل شخص قادر على فهم مخاطر الاستخدام غير السليم.
٤. لا ينبغي للأطفال دون سن ١٦ عاماً القيام بالتنظيف أو الصيانة. الإشراف مطلوب إذا كانوا مشاركين.
  ٥. احتفظ بالجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن ١٦ عاماً.

٦. لتقليل مخاطر حدوث عطل أو صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق أو تلف المعدات، يرجى الالتزام بجميع التعليمات والتحذيرات المقدمة.
٧. احفظ الجهاز بعيدًا عن السوائل ومصادر الحرارة.
٨. افصل الشاحن بعد شحن الجهاز بالكامل.
٩. استخدمه فقط الملحقات المرفقة مع الجهاز لضمان الأداء الأمثل.
١٠. قم بتشغيل هذا المنتج باتباع التعليمات المقدمة.
١١. افحص الجهاز جيدًا قبل كل استخدام.
١٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدام من قبل البالغين فقط. لا تستخدمه إذا كنت مصابًا. استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.
١٣. لا تستخدم مسدس التدليك أو أي جهاز اهتزاز دون الحصول أولاً على موافقة من طبيبك إذا كانت أي من الحالات التالية تنطبق عليك:
- \* الحمل
  - \* مرض السكري مع مضاعفات مثل الاعتلال العصبي أو تلف الشبكية
  - \* استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب
  - \* الجراحة الحديثة
  - \* الصرع أو الصداع النصفي
  - \* الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري أو التهاب الفقرات
  - \* استبدال المفاصل مؤخرًا أو وجود أجهزة داخل الرحم (IUDs) أو دبابيس معدنية أو صفائح
  - \* أي مخاوف أخرى تتعلق بصحتك الجسدية
١٤. يجب أن يكون الأشخاص ذوو القدرات البدنية المحدودة والأطفال تحت إشراف شخص بالغ عند استخدام أي جهاز اهتزاز. وعلى الرغم من أن هذه الحالات لا تستبعد تلقائيًا استخدام مثل هذه الأجهزة، فمن الضروري استشارة الطبيب قبل الاستخدام.
١٥. قم بتشغيل هذا الجهاز فقط على بشرة نظيفة وجافة، واضغط عليه بلطف وحركه عبر الجسم لمدة ٦٠ ثانية تقريبًا لكل منطقة.
١٦. استخدم الجهاز فقط على الأنسجة الرخوة دون التسبب في ألم أو انزعاج. تجنب استخدامه على رأسك أو أي أجزاء صلبة أو عظمية من الجسم.
١٧. لا تستخدم الجهاز على المناطق المصابة بالكدمات أو المؤلمة أو غير المريحة.
١٨. تجنب وضع أي أشياء في فتحات التهوية. لا تغمر الجهاز في الماء أو تسمح للماء بدخول فتحات التهوية.
١٩. لا تسقط الجهاز أو تسيء استخدامه.
٢٠. أعد شحن الجهاز فقط باستخدام الشاحن المرفق.

٢١. لا تعبت بمسدس التدليك أو تعدل عليه.

٢٢. كن حذرًا مع العناصر غير المحكمة مثل الشعر والملابس والمجوهرات لمنعها من التشابك مع الأجزاء المتحركة أو سد منافذ التهوية.

٢٣. حافظ على منافذ التهوية نظيفة وغير مغطاة وخالية من الغبار. ضع الجهاز بعيدًا عن مصادر الغبار.

٢٤. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن. تجنب الشحن في البيئات الرطبة أو في الهواء الطلق أو بالقرب من أي مصادر للمياه.

٢٥. لا تشحن الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الغاز الطبيعي أو البنزين أو الغبار أو الدهانات.

عند تنشيط الجهاز، تجنب لمس هذه المنطقة إذا لم يتم تجميع رأس التدليك بالكامل.



## نظرة عامة على المنتج



١. رؤوس التدليك قابلة للتبديل	٦. منفذ الشاحن
٢. المقبض	٧. رأس على شكل حرف U
٣. ضوء مؤشر التروس	٨. الرأس الرصاصي
٤. ضوء مؤشر الشحن	٩. الرأس المسطح
٥. زر الطاقة: تشغيل/إيقاف وضبط مستوى الطاقة	١٠. الرأس الدائري

## تعليمات الاستخدام

### A. تركيب رؤوس التدليك:

1. لتثبيت رأس التدليك، ادفعه على الجهاز حتى يستقر في مكانه.
2. لإزالة رأس التدليك، اسحبه من الجهاز.
3. رأس على شكل حرف U: مثالي للرقبة والعمود الفقري.
4. رأس رصاصي: الأفضل للمفاصل والأنسجة العميقة ونقاط الزناد.
5. رأس مسطح: يوصى به للمناطق الأكبر من الجسم.
6. رأس دائري: مناسب لمجموعات العضلات الكبيرة.

### B. تشغيل الجهاز:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.

### C. ضبط مستويات الطاقة:

1. بمجرد تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة للتبديل بين مستويات الطاقة.
2. تتراوح مستويات الطاقة من منخفضة إلى عالية، ويشار إليها بأضواء زرقاء.

### D. إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.

## تعليمات الشحن

1. اشحن البطارية بالكامل لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام الأول.
2. قم بتوصيل سلك USB-C بجهاز شحن متوافق.
3. مصابيح المؤشر: دليل:
  1. يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر أثناء الشحن.
  2. يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر عند شحن البطارية بالكامل.
4. يمكن إعادة شحن البطارية في أي وقت وبأي مستوى بطارية. تجنب استخدام الجهاز أثناء شحنه.
5. تجنب استنزاف البطارية تمامًا قبل إعادة الشحن.
6. افصل الشاحن عن مأخذ الحائط عند عدم استخدامه لضمان السلامة.
7. لا تستخدم شاحنًا به أسلاك مكشوفة أو علامات تلف.
8. إذا لاحظت أي تلف، فاستبدل الشاحن على الفور.

٩. قم دائمًا بإزالة الشاحن من مأخذ التيار الكهربائي عن طريق سحب المقبس وليس السلك.

١٠. متوسط وقت التشغيل هو حوالي ٣ إلى ٤ ساعات، ويختلف حسب مستوى الطاقة والضغط المطبق أثناء الاستخدام.

## التنظيف والصيانة

١. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز قبل البدء في أي عملية تنظيف.
٢. نظّف الجهاز بمنشفة مبللة قليلاً.
٣. استخدم قطعة قماش ناعمة لتجفيف الجهاز.
٤. تجنب استخدام المنظفات القوية أو المطهرات أو أي مواد كيميائية قاسية.
٥. لا تخزن الجهاز أبدًا في ضوء الشمس المباشر.
٦. تجنب تعريض الجهاز لدرجات حرارة أعلى من ١٠٤ درجة فهرنهايت (٤٠ درجة مئوية).
٧. تأكد من عدم دخول أي سوائل إلى الوحدة.

## المواصفات

الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٢٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة
قدرة البطارية على التحمل	٣ إلى ٤ ساعات
مدة الشحن	٣ ساعات
مستوى الضوضاء	٤٠-٥٠ ديسيبل
سرعة التروس	٤ سرعات قابلة للتعديل
طول الشوط	٧ مم
حجم المنتج	٩٥×١٥٨×٤٨ مم
الوزن الصافي	٠,٥ كجم

## معلومات حول إعادة التدوير

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو عبواته إلى أنه لا يجب التعامل مع المنتج كنفايات منزلية عادية. يجب أخذه إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يساعد التخلص السليم في منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان التي قد تنتج عن التعامل غير الصحيح مع النفايات. للحصول على معلومات تفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، اتصل بمكتب المدينة المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج. عبوة هذا المنتج قابلة لإعادة التدوير، لذا يرجى التخلص منها بطريقة مسؤولة بيئيًا.



## التخلص من البطارية

يحتوي الجهاز على بطارية لا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية. بعد استخدامه النهائي، قم بأخذ الجهاز إلى نقطة تجميع مخصصة للأجهزة الكهربائية المهملة. قد تحتوي البطاريات على مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)